

Xcite2

Aufgabenspezifische Übungen zur Optimierung funktionaler Ziele

Xcite2

Fortschrittliche Technologie für koordinierte iFES™ Bewegungsmuster

Xcite2 wurde entwickelt, um Klinikern die einfache und effiziente Anwendung von Mehrkanal-FES mit aufgabenspezifischen Aktivitäten zu ermöglichen, die üblicherweise in der Therapie durchgeführt werden.

Xcite2 bietet mehr als 40 vorprogrammierte Übungen, darunter:

- Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL)
- Pre-Gait-Fähigkeiten
- Mobilitätsfähigkeiten
- Feinmotorik

Personen mit neurologischen Beeinträchtigungen erhalten Gelegenheit für qualitativ hochwertige, aufgabenspezifische Wiederholungen sinnvoller funktioneller Übungen, um einen maximalen Genesungsgrad zu erreichen. Xcite2 unterstützt Ärzte und Patienten bei diesem wichtigen Teil der laufenden Rehabilitation.



restorative-therapies.com



Xcite2 ist indiziert für die allgemeine Rehabilitation bei:

- Muskelaufbau
- Lösung von Muskelkrämpfen
- Vorbeugung oder Verzögerung der Atrophie durch Nichtgebrauch
- Verbesserung/Erhalt der lokalen Durchblutung
- Erhalt oder Verbesserung des Bewegungsbereichs

Technische Spezifikationen:

- Wagenhöhe: 74-114 cm
- Gewicht des Wagens: 14.7 kg
- Gewicht des Xcite2: 2.7 kg
- Nutzbarer Arbeitsraum: 76 cm
- Tablet: 10,5-Zoll-Touchscreen



Restorative
THERAPIES

Your advocate for life.

Xcite2

Technologie für optimierte Ergebnisse



Merkmale:

Die Xcite2 Clinical Station bietet eine Vielzahl koordinierter, iFES™-evozierter, dynamischer Bewegungsmuster, die in vier Übungsbibliotheken enthalten sind:

- Handübungen
- Armübungen
- Beinübungen
- Allgemeine Übungen

Xcite2-Übungen beinhalten:

- Greifen & Loslassen
- Essen
- Transfers
- Schritt zur Seite
- Aufstehen
- Und viele weitere funktionale Fähigkeiten

- Mehr als 40 vorprogrammierte iFES™-Funktionsübungen
- Patienteneinstellungen werden mit RTILink.com synchronisiert
- Das Steuergerät bietet eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine verbesserte Berührungsoberfläche
- Das abnehmbare Tablet ermöglicht flexible Behandlungsoptionen
- Langlebiger Akku für 8 Stunden Dauerbetrieb zwischen den Ladevorgängen
- Höhenverstellbarer Wagen ermöglicht Arbeiten im Stehen oder Sitzen
- Große, arretierbare Räder für einfaches Manövrieren

Restorative Therapies Inc.

8098 Sandpiper Circle, Suite M, Nottingham, MD 21236

restorative-therapies.com

+1 (800) 609-9166 | Fax: +1 410 878 2466

Einen Vertriebspartner finden Sie unter restorative-therapies.com/international.

Wenn Ihr Land nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an support@restorative-therapies.com.

Xcite2 ist nur für den klinischen Gebrauch bestimmt. Die angebotenen Dienstleistungen variieren je nach Land.

Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler für umfassende Angebote in Ihrer Region.

Xcite2 Verkaufsblatt Deutsch VO



**Restorative
THERAPIES**

Your advocate for life.



1639